

legipid[®]

Legionella gyorseszteszt

vízből történő kimutatásra

- eredmény 1 óra múlva
- nem zavarják más mikroorganizmusok
- eltarthatóság: 5 hónap
- mennyiségi eredményt ad
- AOAC által validált és tanúsított
- akkreditálható

Validálás eredmények

legipid[®]

L. pneumophila: 100%

más Legionella fajok: 90%

Érzékenység: 95,3%

Specifikusság: 88,4%

LOD: 40 CFU

LOQ: 60 CFU

Állami és magán laboratóriumok

- komplex minták esetén
- fertőzés forrásának gyors azonosítására
- ha az ügyfél kéri

Létesítmények (önellenőrzés)

Vízkezelő cégek

1. mintavétel
2. minta koncentrációja
3. Legionella sejtek kötése mágnés szemcsékhez
4. jelölőenzim kötése Legionella sejtekhez
5. kötetlenül maradt jelölőenzim eltávolítása
6. színeképző szubsztrát hozzáadása
7. keletkezett elszíneződés kiértékelése

További információ

legipid[®]

vlpkft.hu